



# Kiilto Hypo Dip

## Astioiden liotusaine



Nestemäinen hypokloriittipohjainen aine astioiden liotukseen, valkaisuun sekä kirkastamiseen käsin. Astianpesukoneen ja lattiakaivojen desinfioivaan puhdistukseen.

### Käyttökohteet

Astioiden liotukseen, valkaisuun ja kirkastamiseen käsimenetelmin. Astianpesukoneen sisäosien desinfioivaan puhdistukseen. Pintojen desinfioivaan puhdistukseen suurkeittiöissä, saniteetti- ym. kosteissa tiloissa. Lattiakaivojen puhdistukseen.

### Tuoteminaisuudet

Vaahtoamaton, hajustamaton, hypokloriittipitoinen neste. Nopea desinfiointiteho, valkaisee tehokkaasti. Tuotteen aktiiviklooripitoisuus 100 000 ppm. Desinfioi bakteereita, hiivoja ja homeita.

### Käyttö- ja annostusohje

Astioiden liotus: 5-15 ml / 1 l vettä (alle 40 °C), pesu astianpesukoneessa

Astioiden valkaisu: 15 ml / 1 l vettä (alle 40 °C), 15-30 min. liotus, pesu astianpesukoneessa

Pintojen desinfiointi: 2 ml / 1 l vettä (alle 40 °C), akt.klooripit. 200 ppm, 50 ml / 1 l vettä (alle 40 °C), akt.klooripit. 5.000 ppm. Huuhdellaan.

Lattiakaivot: 50-100 ml/1 l vettä (alle 40 °C).

Astianpesukoneen desinfioiva puhdistus: Annostele tuotetta 0,5 % (500 ml/100 l) ennen tyhjennystä jokaiseen pesutankkiin. Anna käydä 5-10 min., minkä jälkeen tyhjennä tankit ja huuhtele hyvin.

### Huomioitavaa

Käytettävä suojakäsineitä. Ei saa pestä kuumia pintoja, ei saa käyttää kuumaa vettä eikä sekoittaa happamien aineiden kanssa. Ei hopean liotukseen. Kloorin vaikutuksesta jotkin melamiinimuovilaadut saattavat kellastua. Käytä biosideja turvallisesti. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Natriumhydroksidia < 5 %	Stabiloi tehoainetta, tuo pesutehoa
Natriumhypokloriittiliuosta 10 (aktiivikloorimäärä)	Tappaa mikrobeja, hajottaa likaa, valkaisee

### Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

### Käyttöliuoksen pH

12.5 vahvasti emäksinen

### Varastointi

Ei saa säilyttää happojen lähellä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä 5-25 °C lämpötilassa. Säilyy yhden vuoden valmistuksesta.

### Ulkonäkö ja tuoksu

Hajustamaton neste

**Valmistusmaa**

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-  
turvallisuus**

Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN	Huom.
6 x 1 l	63237	6417964632378	6417964485431	Tuote korvaa tuotekoodin 63072 Kiilto Hypo Dip 1 l
3 x 5 l	63238	6417964632385	6417964485448	Tuote korvaa tuotekoodin 63011 Kiilto Hypo Dip 5 l

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).